

Gala

Specjalne
wydanie
świąteczne



GISELE BÜNDCHEN

JEJ MIŁOŚCZNA PRZESZŁOŚĆ
I DRÓGA DO SUKCESU



KAROLINA WAJDA

CZULE WSPOMINA OJCA



**RODZINNE
ŚWIĘTA
ANNY
KALCZYŃSKIEJ**

TYLKO U NAS

**WERONIKA
ROSATI**


Przedemną
piękny
ale trudny czas



SCIZER

ZMIENŃ

SWÓJ ROZMIAR



Trwałe zmniejszenie rozmiaru widoczne już po jednym zabiegu

Fab Skin

•• LOVE THE FABULOUS SKIN YOU'RE IN ••



RADOSŁAW RZEPNIKOWSKI

lekarz medycyny estetycznej

Fabskin

ul. Pelczyńskiego 22a/78, Warszawa

tel : +48 22 126 80 08

www.fabskin.pl

Dlaczego zdecydował się Pan wprowadzić do swojej praktyki zabieg SCIZER mając w już w ofercie ULTRA-FORMER III wykorzystującą tę samą technologię?

Zabiegom Ultraformer III zaufało wielu naszych pacjentów, jednak coraz więcej osób szuka szybkiej metody na pozbycie się znacznych depozytów tkanki tłuszczowej i najbardziej opornego cellulitu w większych partiach ciała. Terapia SCIZER wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów dotkniętych problemem miejscowej otyłości w stopniu znacznym oraz cellulitu II-IV stopnia w różnych okolicach ciała, np.: brzucha, boków, bryczesów, pośladków, ud, czy ramion. SCIZER zapewnia wyjątkową skuteczność dzięki wyposażonej w precyzyjny skaner i najgłębiej działającej głowicy ze wszystkich dotychczas wprowadzonych systemów HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) na świecie.

Na czym polega jego działanie?

Technologia HIFU działa poprzez kontrolowane podgrzanie tkanek na różnych głębokościach, co powoduje obkurczenie nadmiernie rozciągniętych

włókien kolagenowych oraz stymuluje fibroblasty do produkcji nowego kolagenu, co skutkuje nieinwazyjnym liftingiem wiotkiej skóry. SCIZER wyposażony jest aż w dwie głowice, mogące działać na obszarze 46x46 mm na głębokości 13 mm oraz 9 mm, czyli dokładnie w głęboko zlokalizowanej tkance tłuszczowej. Prowadzi to do natychmiastowego uszkodzenia i przyspieszonej lipolizy komórek tłuszczowych a w konsekwencji zmniejszenia ich ilości z danego obszaru, podczas gdy w wyniku odchudzania jedynie ulegają one zmniejszeniu, lecz ich liczba pozostaje niezmienną.

Czy zabieg SCIZER jest bolesny?

Urządzenie SCIZER posiada wbudowany innowacyjny system chłodzenia, który pozwala chronić skórę przed koniecznością stosowania znieczulenia. Dzięki tej technologii, powierzchnia skóry pozostaje chłodna, a odczucie bólu jest znacznie niższe, nawet gdy wykorzystujemy dwie głowice jednocześnie. Zabieg jest komfortowy oraz bezpieczny dla pacjenta. Dla zwiększenia komfortu możliwym jest wykonanie znieczu-

lenia. Zabieg ten nie wymaga także okresu rekonwalescencji. W zależności od obszaru ciała, cała procedura trwa od 20 do 60 minut.

Po jakim czasie możemy obserwować maksymalne efekty i ile zabiegów należy wykonać?

Pierwsze zadowalające efekty widoczne są tuż po wykonaniu. Pełne rezultaty pojawiają się po upływie ok. 3 miesięcy od wykonania zabiegu. Przez ten czas zniszczone komórki tłuszczowe ulegają wchłonięciu, a tkanka tłuszczowa zmniejsza się o około 2,5 cm – czyli 1 rozmiar. Dodatkowo fibroblasty zostają pobudzone do produkcji nowego kolagenu, dzięki czemu skóra odzyskuje elastyczność i jędrność. Jeden zabieg jest najczęściej wystarczający do osiągnięcia takiego rezultatu, natomiast każdy pacjent traktowany jest indywidualnie.

Komu poleca Pan zabieg SCIZER?

Polecam go każdej osobie aktywnej która w nieinwazyjny i szybki sposób, chce wymodelować sylwetkę i cieszyć się pięknym ciałem.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR



BOGDANI

Dermatologia

www.bogdanidermatologia.pl